

SILVERBAND®

סילברבנד
סילברבנד

www.silverbandgel.com



SILVERBAND® Wound Dressing Gel PRODUCT DESCRIPTION:

Silverband® Wound Dressing Gel is a water-based gel wound dressing for use in moist wound care management. Silverband® Wound Dressing Gel contains silver that may help inhibit the growth of microorganisms within the dressing. Silverband® Wound Dressing Gel has been evaluated in standard tests that show it can reduce the levels of common microorganisms including *Staphylococcus aureus*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Escherichia coli*, *Candida albicans* and *Aspergillus niger*. (USP <51>).

INDICATIONS FOR USE:

For the topical management of:

- 1st Degree Burns
- Minor Cuts
- Lacerations
- Abrasions
- Skin Irritations
- Minor Sunburns

DIRECTIONS FOR USE:

1. Wash your hands with soap and water before touching the wound.
2. Carefully clean the wound using soap and water or an appropriate commercial brand of wound cleanser.
3. Dispense Silverband® Wound Dressing Gel on to an appropriate clean applicator (such as a tongue depressor or gauze) in a sufficient amount to liberally cover the wound. Cover the gel with an appropriate secondary dressing cover such as a gauze bolster, dressing wrap, film or non-woven adhesive secondary dressing.

CHANGING THE DRESSING:

1. Carefully remove the secondary dressing from the wound.
2. Residual gel may be removed with the cover dressing.
3. Follow instructions above to re-apply the gel.

FREQUENCY OF CHANGE:

Silverband® Wound Dressing Gel should normally be changed every 24 to 72 hours, but the frequency will depend on the type and condition of the wound.

PRECAUTIONS:

1. Consult with a healthcare professional if you have any concerns or questions about the wound.

2. Be alert for signs of wound infection.

These can include:

- Pus or cloudy fluid draining from the wound
- Increased redness around the wound
- Wound has become extremely tender
- Increased pain or swelling 48 hours after the wound occurred
- Onset of fever
- Wound has not healed within 10 days from the date of the injury

3. Silverband® Wound Dressing Gel is designed for use on any part of the body except for oral and ophthalmic use. Consult a healthcare professional before using the gel in any other manner.

WARNINGS: Keep out of the reach of children.

Consult a Health Care Professional if you have any concerns or questions about the wound.

For External Use Only.

STORAGE: Store at room temperature.

MANUFACTURER: ABL Medical, LLC
705 East 50 South, American fork, UT 84003, USA
IMPORTER & LICENSE HOLDER: NSBT LTD.,
Me'ir Ya'ari 17, Tel Aviv 6937117

Customer service telephone number: 03-5441042

Approved by the Ministry of Health. Registration number in the Ministry of Health National Medical Device Registry: 27620002

Patents & Patents Pending.

SILVERBAND®

סילברבנד
סילברבנד



www.silverbandgel.com

סילברבנד ג'ל לחבישת פצעים

תיאור המוצר: סילברבנד ג'ל לחבישת פצעים הוא ג'ל על בסיס מים לשימוש בחבישה ובטיפול בפצעים לחים. סילברבנד ג'ל לחבישת פצעים מכיל כסף העשוי לסייע במניעת גדילתם של מיקרואורגניזמים בחבישה. סילברבנד ג'ל לחבישת פצעים נבדק בבדיקות תקינות אשר מראות שיכול לסייע בהפחתת מיקרואורגניזמים נפוצים כולל סטפילוקוקוס זהוב (*Staphylococcus Aureus*), פסאודומונס אארוגיניזה (*Escherichia*), אשריכיה קולי (*Pseudomonas Aeruginosa*), קנדידה אלביקנס (*Candida Albicans*) ואספרגילוס ניד'ר (*Aspergillus Niger*). (USP <51>).

התוויות לשימוש:

לטיפול מקומי של:

- כוויות מדרגה ראשונה
- חתכים קלים
- שריטות
- שפשופים
- גירויים בעור
- כוויות שמש קלות

הוראות שימוש:

1. רחץ ידיים בסבון ומים לפני מגע בפצע.
2. נקה את הפצע בהירות בסבון ומים או במחטא פצעים מתאים.
3. מרח סילברבנד ג'ל לחבישת פצעים בכמות נדיבה, על ידי שימוש באביזר נקי (כמו מקל לשון או גזה) לכיסוי הפצע. כסה את הג'ל בתחבושת משנית מתאימה כמו כרית גזה, תחבושת כיסוי, תחבושת נצמדת או תחבושת משנית דביקה לא ארוגה.

החלפת התחבושת:

1. הסר בהירות את התחבושת המשנית מהפצע.
2. ניתן להסיר את שאריות הג'ל בעזרת תחבושת הכיסוי.
3. פעל בהתאם להוראות הנ"ל כדי למרוח את הג'ל פעם נוספת.